

Termi-DNA-Tor - Eliminación de bacterias, micobacterias, hongos, levaduras, virus y ácidos nucleicos (DNA o RNA) de superficies

ALMACENAR A 25°

DESCRIPCIÓN

La limpieza y desinfección regular de las superficies y elementos de trabajo es un procedimiento de obligatorio cumplimiento en laboratorios de microbiología y de biología molecular. La elección del agente activo es muy importante ya que determinará el tiempo de exposición necesario y la eficiencia del procedimiento. Los métodos de desinfección empleados corrientemente son laboriosos y tóxicos, además su uso prolongado produce un deterioro de las superficies de trabajo.

PROPIEDADES

Termi-DNA-Tor simplifica la rutina diaria de desinfección, ya que es una herramienta eficaz para la **eliminación completa de bacterias, micobacterias, hongos, levaduras, virus y ácidos nucleicos (DNA y RNA)** presentes en el laboratorio. Su uso regular mantiene las superficies y elementos de trabajo libres de contaminantes, que pueden conducir a resultados erróneos, afectando mínimamente a las superficies tratadas¹.

El uso de Termi-DNA-Tor es directo y sencillo, ya que su presentación en aerosol permite alcanzar los mayores niveles de limpieza utilizando la mínima cantidad de producto.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar. Uso profesional

Limpie previamente la superficie a tratar con un detergente y pulverice el producto hasta quedar completamente humedecida. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.

EFICACIA	BACTERICIDA	MICOBACTERICIDA	LEVADURICIDA	FUNGICIDA	ACTIVO FRENTE A VIRUS
Tiempo de Acción	30 Seg	5 Min	30 Seg	5 Min	30 Seg

¹ En superficies sensibles al alcohol, pruebe Termi-DNA-Tor en una pequeña área antes de su uso.

COMPOSICIÓN

Solución hidroalcohólica (etanol 55%), Propionato de amonio cuaternario y perfume.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Evítese el contacto con los ojos y la piel. Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables
- Use guantes adecuados.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua durante varios minutos. Acuda a un médico.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas, y piensos.
- Evitar su utilización sobre materiales sensibles al alcohol.
- Mantener alejado de chispas y llamas abiertas.
- En caso de accidente o malestar consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica y acuda inmediatamente al médico
- Manténganse fuera del alcance de los niños.
- Durante la aplicación no encienda ninguna llama ni fume.
- Almacenar en lugar bien ventilado
- Evitar respirar el producto procedente de la pulverización
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente
- No reutilizar el envase
- Eliminar el producto y el recipiente como residuo peligroso
- Almacenar entre 5° y 25°
- Más información en la ficha de seguridad del producto



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

<u>Cat. No.</u>	<u>Producto</u>
22.001	Termi-DNA-Tor (450 ml)
22.002	Termi-DNA-Tor (2 x 450 ml)

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL